

Ab sofort stehen der Reither Bevölkerung 2 Defibrillatoren zur Verfügung.



Kirchweg 3 „Altes Schulhaus – Zugang Arztpraxis“



Kitzbüheler Strasse 2 - KULTURHAUS Reith

Anleitung zur Verwendung eines Laiendefibrillators:

Währenddessen ein Ersthelfer die Herzdruckmassage und die Beatmung durchführt, soll veranlasst werden, dass der Notruf abgesetzt wird und einer der beiden öffentlich zugänglichen Defis geholt wird. Haben Sie keine Angst das Gerät zu bedienen, es ist ganz einfach und sicher.

1. Öffnen Sie den Defibrillator und folgen Sie genau den Anweisungen.
2. Ziehen Sie am roten Griff und entnehmen Sie die Elektroden – beachten Sie die Abbildungen
3. Kleben Sie die Elektroden fest auf den trockenen Brustkorb.
4. Wenn ein Schock freigegeben wird, achten Sie darauf, dass niemand den Patienten berührt und keine leitende Verbindung besteht (Wasser, Metall).
5. Unterbrechen Sie die Herzdruckmassage nur nach Aufforderung durch das Gerät, z.B. bei der Analyse oder der Schockabgabe.

Bei einem Atemkreislaufstillstand ist schnelles Handeln und der Einsatz des Defibrillators lebensrettend. Haben Sie keine Scheu, die Schritte werden Ihnen beim Notruf vom Leitstellenmitarbeiter und Defibrillator exakt angewiesen.

RÜCKFRAGEHINWEIS Florian Feix - Österreichisches Rotes Kreuz -Bezirksstelle Kitzbühel

T: +43/5356/6910-15 E: erstehilfe@rk-kitz.at W: www.rotekreuz.at

Bergrettung Tirol NOTFALL-APP

